



¿Quiénes somos?

 Somos **smith&nephew**  
CURACIÓN DE HERIDAS

# Somos Smith & Nephew.

## Nuestra misión: ayudar al paciente afectado de úlceras a recuperar su propia vida.

Smith & Nephew es la empresa líder en el sector de la reparación tisular, tanto a nivel mundial como español. En este folleto queremos presentarte porqué: nuestra historia, nuestros productos y el resto de nuestra oferta. Todo lo que hace que seamos una empresa diferente que quiere trabajar contigo.

TJ Smith funda la compañía que en 1896 se convertiría en Smith & Nephew

1856



Llega a España Smith & Nephew S.A., pero solamente dedicada al mundo del entablillado y soporte

1963



Se crea la línea de curación de heridas crónicas dentro de la división médica, basándonos en la cura húmeda

1988



# Nuestra Historia

## “Saber quiénes somos nos hará no perder el rumbo”

Smith & Nephew adquiere Iruxol (Colagenasa) el desbridante enzimático más usado en la curación de heridas. Se crea la división Curación de Heridas

2000



Se crea el concepto de PLH (Preparación del Lecho de la Herida), para poder actuar de una forma lógica frente a la herida.

2002



Se lanzan nuevos productos dentro del concepto de PLH para poder solventar todas las barreras

2003



Creación del departamento clínico para dar soporte y formación a los profesionales


2004



El presente

2005

El futuro empieza ahora, con nuevos proyectos, como este para residencias de ancianos, siempre orientado al cliente e impulsado por personas felices y comprometidas.




# Nuestros productos

Nuestra filosofía siempre ha sido que el conocimiento hace que los productos se usen correctamente, y esto hace que las heridas evolucionen correctamente.


Es por ello que englobamos nuestros productos dentro del concepto creado por el Dr. Vincent Falanga de PLH, que nos hace comprender mejor la herida.

Este concepto nos dice que hay barreras que nos dificultan la cicatrización de la herida, y que deberíamos eliminarlas para acelerar el proceso de cicatrización. Este concepto se puede adaptar a los diferentes tipos de heridas.

Barrera	Tipo de herida	Medida correctora
Tejido necrótico		Limpieza y desbridamiento
Infección		Antibacterianos
Exudado		Control mediante absorbentes
Bordes epiteliales		Correctores desórdenes metabólicos
Presión		Correctores de presión
Edema		Compresión



Úlcera por presión    Úlcera de pie diabético    Úlcera venosa    Úlcera arterial

<p>TEJIDO NECRÓTICO DESBRIDAMIENTO</p>		<p><b>Iruxol® mono</b> Colagenasa</p>	<p>Desbridante enzimático en pomada, compuesto por colagenasa y proteasas asociadas.</p>
<p>INFECCIÓN ANTIBACTERIANOS</p>		<p><b>Intrasite° Gel</b></p>	<p>Hidrogel para el desbridamiento autolítico de la herida. Aporta humedad al tejido necrótico para que las enzimas endógenas actúen. Se puede combinar con enzimas exógenos como Iruxol mono.</p>
<p>BORDES EPITELIALES CORRECTORES</p>		<p><b>Intrasite° conformable</b></p>	<p>Hidrogel en malla. Con las mismas funciones que Intrasite Gel pero colocado en un apósito para facilitar su aplicación.</p>
<p>EDEMA COMPRESIÓN</p>		<p><b>Acticoat°</b></p>	<p>Apósito de plata nanocristalina de lenta liberación. Actúa frente a 150 patógenos en 30 minutos.</p>
		<p><b>Iruxol® mono</b> Colagenasa</p>	<p>Las proteasas asociadas y la colagenasa son esenciales en el proceso de reparación tisular y en la regeneración del tejido.</p>
		<p><b>Proguide°</b></p>	<p>Sistema de compresión multicapa con tecnología Vari Stretch°. La colocación más fácil y segura, con una eficacia de un 80% de curaciones en 12 semanas.</p>

EXUDADO  
CONTROL MEDIANTE APÓSITOS



**Allevyn°**

La gran familia Allevyn presenta un apósito para cada tipo de herida, teniendo en cuenta tanto el nivel de exudado como el tipo de piel ante el que nos encontramos.

	Piel frágil	Piel Normal
	Allevyn° Thin	Allevyn° Compression
	Allevyn°	Allevyn° Adhesive
	Algisite° M	



**Algisite° M**

Apósito de alginato cálcico para heridas altamente exudativas. Se puede combinar con cualquier apósito de la familia Allevyn.

PRESIÓN  
CORRECTORES



**Aerocare**

Sistemas de aire alternante para disminuir la presión. Diferentes modelos adaptados a cada necesidad. Mejor prevenir que curar.



**Allevyn° Heel**

Apósito protector del talón. Reduce un 10% la presión en el talón. Reduce el tiempo del personal dedicado a los cuidados.



**Allevyn° Sacrum**

Apósito especial para sacro con efecto reductor de la presión hasta un 10%.

# Nuestra formación

Además de nuestros productos, en Smith & Nephew, como ya hemos dicho, sabemos que lo importante es conocer bien todo lo relacionado con la cicatrización para poder dar un buen tratamiento a la herida y un buen uso a los productos. Es por ello que hasta ahora hemos realizado actividades formativas para los

profesionales de enfermería, que ahora os presentamos. Pero, para poder mejorar, y que esta formación sea lo más útil posible, hemos creado este nuevo departamento, para que la valoréis y que en 2006 la formación esté adaptada a vuestras necesidades.

## Actos presenciales:

Realizados por nuestro departamento clínico y por el mayor número de expertos dentro del campo de la cicatrización, hemos logrado llegar en actos presenciales a más de 25.000 personas en 2004.

- Congreso Smith & Nephew
- Simposiums dentro de congresos en relación con heridas crónicas
- Jornadas de PLH y prevención
- Cursos de úlceras de pierna



## Materiales didácticos

- Guía de tratamiento de úlceras venosas
- Manual de PLH en UV, PD y UPP
- Libros de casos clínicos



## Desarrollo y soporte a cursos a distancia y actividades presenciales

- Global Wound Academy
- Curso de experto en cicatrización Universidad de Cantabria (Internet)
- Curso de experto en cicatrización Universidad Complutense de Madrid / Universidad de Lleida
- Hetapa



## Productos reembolsados por la Seguridad Social

### Desbridantes

<i>Descripción Producto</i>	<i>Medidas</i>	<i>Código Nacional</i>
IRUXOL MONO	15 gr.	771220
IRUXOL MONO	30 gr.	771808
INTRASITE GEL	5u. de 15 gr.	456202
INTRASITE CONFORMABLE	20 cm. x 10 cm. (5 apósitos)	490730

### Apósitos para control del exudado

<i>Descripción Producto</i>	<i>Medidas</i>	<i>Código Nacional</i>
ALLEVYN ADHESIVE	12,5 x 12,5 cm. (3 apósitos)	483313
ALLEVYN ADHESIVE	15 x 15 cm. (3 apósitos)	491837
ALLEVYN HEEL	2x (10 x10) cm. (3 apósitos)	488494
ALLEVYN SACRUM	17 x 17 cm. (3 apósitos)	489468
ALLEVYN	10 x 10 cm. (3 apósitos)	483297
ALLEVYN	15 x 15 cm. (3 apósitos)	483305
ALLEVYN COMPRESSION	10 x 10 cm. (3 apósitos)	478578
ALLEVYN COMPRESSION	15 x 15 cm. (3 apósitos)	491852
ALLEVYN PLUS CAVITY	10 x 10 cm. (3 apósitos)	478552
ALLEVYN THIN	10 x 10 cm. (3 apósitos)	477067
ALLEVYN THIN	15 x 15 cm. (3 apósitos)	491860
ALGISITE M	10 x 10 cm. (3 apósitos)	488791
ALGISITE M	15 x 15 cm. (3 apósitos)	488817

### Apósitos Reductores de Presión

<i>Descripción Producto</i>	<i>Medidas</i>	<i>Código Nacional</i>
ALLEVYN ADHESIVE	12,5 x 12,5 cm. (3 apósitos)	483313
ALLEVYN ADHESIVE	15 x 15 cm. (3 apósitos)	491837
ALLEVYN HEEL	2x (10 x10) cm. (3 apósitos)	488494
ALLEVYN SACRUM	17 x 17 cm. (3 apósitos)	489468
ALLEVYN	10 x 10 cm. (3 apósitos)	483297
ALLEVYN	15 x 15 cm. (3 apósitos)	483305

### Agentes Estimuladores Epitelización

<i>Descripción Producto</i>	<i>Medidas</i>	<i>Código Nacional</i>
IRUXOL MONO	15 gr.	771220
IRUXOL MONO	30 gr.	771808

**NOMBRE DE LA ESPECIALIDAD:** Iruxol mono. **COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:** cada gramo de pomada contiene: Clostridiopeptidasa A (colagenasa) 1,2 U.I. y proteasas acompañantes 0,24 U.I. Excipientes: parafina líquida y parafina sólida. **DATOS CLÍNICOS: Indicaciones.** Desbridamiento enzimático de los tejidos necrosados en úlceras cutáneas y subcutáneas. **Posología y forma de administración.** Se debe aplicar una vez al día una capa de pomada de aproximadamente 2mm, directamente sobre la zona a tratar ligeramente humedecida. Ocasionalmente puede ser necesario aplicarla dos veces al día. **Contraindicaciones.** El producto está contraindicado en pacientes que presenten hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. **Advertencias especiales y precauciones para su uso.** Cuando exista una fuerte contaminación fúngica o bacteriana concomitante en la zona afectada, ésta debe ser tratada activamente, preferiblemente por vía sistémica. **Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción.** No debe combinarse con otros preparados enzimáticos de administración tópica porque su actividad puede verse inhibida o incluso inactivada. La especialidad no debe utilizarse conjuntamente con antisépticos, metales pesados, detergentes y jabones, ya que éstos inhiben la actividad de la Colagenasa. Sin embargo, sí es compatible con cloranfenicol, neomicina, frameticina, bacitracina, gentamicina, polimixina B y macrólidos (p.ej. eritromicina). No deberá utilizarse localmente con Iruxol mono: Tirotricina, gramicidina y tetraciclinas. **Embarazo y lactancia:** No existe información que sugiera un efecto adverso del fármaco durante el embarazo o período de lactancia. **Efectos sobre la capacidad de conducir vehículos y utilizar maquinaria.** No se han descrito. **Reacciones adversas.** Dolor, irritación o ardor. **Sobredosificación.** Debido a las características de este medicamento destinado a uso tópico, no es previsible la posibilidad de producirse una intoxicación. **Instrucciones de uso/manipulación.** Para perforar el tubo, se debe utilizar el reverso del tapón roscado. **Condiciones de dispensación.** Con receta médica. **Presentaciones y precio de venta:** Iruxol mono tubo 15g de pomada: PVP 5,61 €, PVP-IVA 5,84 €. Iruxol mono tubo 30g de pomada: PVP 10,50€, PVP-IVA 10,92€. **Condiciones de Reembolso por los Organismos de Seguridad Social:** Reembolsable por el Sistema Nacional de Salud. Aportación normal. **Estimación del Coste/Tratamiento:** Depende de la superficie y gravedad de la lesión. **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO PERMANENTE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** T.J. Smith & Nephew Ltd. PO Box, Hull, HU3 2 BN, Gran Bretaña. Comercializado en España por: Smith & Nephew S.A. Fructuós Gelabert 2-4. 08970 - Sant Joan Despí, Barcelona.

### Smith & Nephew, S.A.

Curación de Heridas  
Fructuós Gelabert, 2 y 4  
08970 Sant Joan Despí  
Barcelona (España)  
Tel.: 93 373 73 01 Fax: 93 373 74 53

Educacionawc@smith-nephew.com  
www.smith-nephew.com

\* Marca registrada de Smith & Nephew  
© Marca registrada