

ALLEVYN HEEL Apósito hidrocélular

Prevención y tratamiento

GUIA DE UTILIZACIÓN



Prevención en talones. Apósito con capacidad de reducción de la presión estática del 65% y del 40-45% dinámica. *“Estudio experimental realizado Instituto de biomecánica de Valencia”*

Utilización

Revisión diaria de los talones
Utilización conjunta con AGH
Sujetar con tubular, calcetín.
Máxima utilización 10 días

Consejo . Evitar tiras adhesivas que crucen y que puedan oprimir y causar lesión en caso de edemas en la zona del empeine



Tratamiento de Upp en talón y otras localizaciones

Combina tratamiento y reducción local de la presión
Aplicación conjunta con otros productos según necesidades de la lesión.
Cambio de apósito en función del exudado



Lesiones en codos



Muñones de amputación



Lesiones interdigitales

Amputación de dedos



Prevención y tratamiento

Pacientes hemipléjicos o con riesgo de lesiones en manos.

